

 Österbottens välfärdsområde Pohjanmaan hyvinvointialue	Asiakirjatyyppi OHJE AMMATTILAISILLE		Sivu 1 (2)
Nimi SUIHKUPÄIDEN HUOLTO HOITO-OSASTOILLA JA PITKÄAIKAISHOIDOSSA	Laatinut: Laatu ja valvonta/ Hygieniahoidajat 28.10.2022	Hyväksynyt: Silvia Grönroos- Pada 31.1.2023	Päivitetty: Pvm:

Tämä ohje on tehty erityisesti hoito/ vuodeosastojen ja pitkäaikaishoidon käyttöön niihin yksiköihin, joissa on potilastiloissa käytössä niin sanotut bide-suihkupäät. Ohjetta pystyy soveltamaan myös muissa hyvinvointialueen yksiköissä. Ohje on suunnattu laitoshuoltajille.

1. Käsिसuihkujen päät/varsiosat eli ns. bide-suihkupäät ja letku sekä pidike tulee pyyhkiä päivittäin heikosti emäksisellä puhdistusaineella samalla, kun harjataan käsienpesuallas ja wc-tilat siivotaan.
2. Lisäksi päivittäin tulee juoksuttaa vettä 1 minuutin ajan käsिसuihkujen läpi siivouksen yhteydessä, sillä tämä vähentää gramnegatiivisten bakteerien määrää. Muista, että käsienpesualtaaseen ei saa kaataa juomia tai valuttaa sokeriliuoksia tai vastaavia, ettei biofilmiä pääse muodostumaan.
3. **Suihkupäät desinfioidaan säännöllisesti kerran viikossa joko Dekossa (huuhtelu- ja desinfiointikone) tai mekaanisesti, kuten alla kuvataan.**

Kun yksikössä on Deko ja tähän hankittu erillinen suihkupäiden pesuteline toimi seuraavasti:

- Tärkeää on, että vesi virtaa kahvan läpi eli aseta suihkupäät oikeaoppisesti telineeseen ja käännä kahvaa 90 astetta vastapäivään. Tällöin kahva lukittuu paikoilleen ja vesiliitäntä avautuu.
- Aseta pesuteline pesutason päälle.
- Kiinnitä telineen vesiliitäntä koneen vasemman puoleiseen pesuriin ja varmista, että se lukkiutuu paikoilleen.
- Valitse pitkä ohjelma (F5).
- Pyyhi työskentelytaso, jossa käsittelit likaisia suihkupäitä pintadesinfektioaineella.
- Kun ohjelma on valmis, irrota vesiliitäntä. Tarkista pesutulos.
- Kahvojen annetaan kuivua telineessä (jos myös letkut on pesty, laitetaan ne roikkumaan, että ne kuivuvat sisältä). Märkiä suihkupäitä ei kasata laatikkoon.
- Puhtaita suihkupäitä käsitellään puhtain, desinfioiduin käsin erillään käytetyistä välineistä.

Tutustu Franke Medicalin (KWC Nordics Oy) käytönopastusvideoihin:

https://frankemedical.fi/wp-content/uploads/2020/03/DEKO_Kaytonopastusvideot.pdf

Kun yksikössä ei ole erillistä suihkupäiden pesutelinettä Dekoon toimi seuraavasti:

- Suihkupäät puhdistetaan manuaalisesti.
- Käsisisuihkun pää irrotetaan ja upotetaan astiaan, jossa on desinfektioainetta Kloori 1000 ppm, ei käsienpesualtaaseen.
- Suihkupään annetaan liota klooriliuoksessa, kannellisessa astiassa kyseisen potilashuoneen siivouksen ajan.
- Liotuksen jälkeen suihkupää harjataan juoksevan veden alla ja huuhdellaan huolellisesti.
- Kun suihkupää on kiinnitetty takaisin letkuun, juoksutetaan vettä suihkun läpi, jotta sisälle päässyt desinfektioaine poistuu.

Huom! Aina potilaan eristyshoidon (tarttuva tauti) päättyessä suihkupäät puhdistetaan, kuten yllä on kuvattu eli joko koneellisesti tai manuaalisesti.

Oikeanlaisen suihkupään ja pesutelineen hankinta

- Käsisuihkujen suihkupäiden tulee olla kahvanapilla varustettuja Oraksen valkoisia dekopesun kestäviä suihkupäitä. Esimerkiksi krominväriset suihkupäät eivät kestä pesua Dekossa.
- Lisäksi suihkupään tulee olla pikaliittimellä varustettu! Pikaliitin saa olla kiinni suihkupäässä pesun ajan.
- Yksiköissä on hyvä olla reservissä ”vaihtosuihkupäitä”. Tällöin voi saman tien esimerkiksi eristyssiivouksen yhteydessä vaihtaa puhtaan suihkupään huoneen wc-tilaan ja viedä likaisen pesuun.
- Yksiköt vastaavat itse suihkupäiden kustannuksista.

Tutustu Oraksen sivuihin ja oikeanlaiseen suihkupäämalliin:

<https://www.oras.com/fi/tuoteperheet/oras/bidetta-kasisuihku/242069-11>

- Bidetta käsisuihku malli 242069-11

Tutustu Franke Medicalin sivuilla Deko-laitteeseen sekä lisätarvikkeisiin:

https://frankemedical.fi/wp-content/uploads/2020/03/franke_deko190_A4_fin_web_01.pdf

- Pesutelinemallit:
 - Pesuteline Oras-suihkukahvoille ja letkuille, 4 –paikkainen (Franke Medicalin tuotekoodi: 381 683)
 - Pesuteline Oras-suihkukahvoille ja letkuille, 2 –paikkainen (Franke Medicalin tuotekoodi: 381 683B)



Kuva käsisuihkun suihkupäästä. Oras.



Kuvat suihkupäiden pesutelineestä. Franke Medical.

Asiasanat: suihkupäiden huolto, bide

Viitteet/lisätiedot:

Pohjanmaan hyvinvointialue • www.pohjanmaanhyvinvointi.fi • Vaihde 06 218 1111

Tämä ohje on tarkoitettu hoitoalan ammattilaisten käyttöön.